




Steriele single-use TUR electrodes

RB Medical heeft een uitgebreid assortiment TUR-elektroden beschikbaar die compatibel zijn met de originele apparatuur van alle toonaangevende fabrikanten en die zowel in monopolaire als bipolaire varianten verkrijgbaar zijn.


Als bedrijf hanteren wij de meest veeleisende normen en voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen ISO 13485 en ISO 9001.

Onze TUR-elektroden bieden een kosteneffectieve oplossing van hoge kwaliteit voor uw chirurgische behoeften. Als u de beschikbare opties voor dit product wilt bespreken, ga dan naar onze website of neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

- Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften ISO 13485 & ISO 9001
- UK engineered
- Betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik
- Single and double stem electrodes verkrijgbaar
- Single use, steriel, ready to use in een box van 10




Storz compatible monopolar electrodes - Ball




RB Code	Description	NHSSC NPC	Storz code
RB1N	24 Fr 3mm ball	FDJ2047	27050 N or 011112-10
RB1N5	24 Fr 5mm ball	FDJ2048	27050 NK or 011113-10
RB1NL	24 Fr 3mm ball - long	FDJ8617	011242-10
RB1M	27 Fr 3mm ball	FDJ8615	27050 M or 011212-10
RB1M5	27 Fr 5mm ball	FDJ8616	27050 MK
RB1P	22 Fr 3mm ball		011224-10
RB1N204	19 Fr 3mm ball		

Storz compatible monopolar electrodes - Cutting loop



RB1G	24 Fr cutting loop	FDJ2045	27050 G or 011110-10
RB1GL	24 Fr cutting loop - long	FDJ8511	011240-10
RB1F	27 Fr cutting loop	FDJ2044	27050 F or 011210-10
RB2F	27 Fr cutting loop	FDJ8636	27040 F
RB1H	22 Fr cutting loop		011220-10
RB1G200	19 Fr cutting loop		

Storz compatible monopolar electrodes - Collins knife



RB1L	24 Fr Collins knife	FDJ2046	
RB1L-1	24 Fr Collins knife 90°		27050 L or 011111-10
RB1LL	24 Fr Collins knife - long	FDJ8614	011241-10
RB1K	27 Fr Collins knife	FDJ8612	27050 K
RB1L203	19 Fr Collins knife		

Storz compatible monopolar electrodes - Roller



RB Code	Description	NHSSC NPC	Storz code
RB1VG	24 Fr spiked roller 5mm	FDJ8628	27050 VG
RB1VK	24 Fr spiked roller 3mm	FDJ8629	27050 VK
RB1KG	24 Fr roller cutting necklace	FDJ8613	27050 KG
RB1AR	24 Fr roller grooved barrel	FDJ8610	27050 RK
RB1R	24 Fr roller barrel	FDJ8625	27050 NW
RB1Q	27 Fr roller barrel	FDJ8624	27050 MW

Storz compatible monopolar electrodes - Cutting & Vaporizing



RB1V	24 Fr combi cutting & vaporizing	FDJ8627	
RB2V	24 Fr combi cutting & vaporizing	FDJ8594	
RB1U	27 Fr combi cutting & vaporizing	FDJ8626	
RB2U	27 Fr combi cutting & vaporizing	FDJ8593	

Storz compatible monopolar electrodes - Cold cutting knife



RB1V	24 Fr combi cutting & vaporizing	FDJ8627	
RB2V	24 Fr combi cutting & vaporizing	FDJ8594	
RB1U	27 Fr combi cutting & vaporizing	FDJ8626	
RB2U	27 Fr combi cutting & vaporizing	FDJ8593	

Storz compatible bipolar electrodes - Ball



RB Code	Description	NHSSC NPC	Storz code
RB2SN	24 Fr coagulation ball	FDJ2255	011156-01

Storz compatible bipolar electrodes - Cutting loop



RB2SG-1	24 Fr cutting Loop	FDJ2256	011160-01
RB2SE	24 Fr cutting loop 90°	FDJ8642	011169-01
RB2SJ	24 Fr cutting loop 135°	FDJ8591	

Storz compatible bipolar electrodes - Collins knife



RB2SL	24 Fr Collinsknife 90°	FDJ8592	27040 GPV
RB2SL-1	24 Fr Collinsknife 90°		27040 BL or 011163-10

Olympus compatible monopolar electrodes - Cutting loop



RB Code	Description	NHSSC NPC	Olympus code
RB1OC-1	24 Fr cutting loop 45°	FDJ8618	A22231C
RB1OD-1	24 Fr cutting loop 90°	FDJ2049	A22201C
RB1OG-1	24 Fr cutting loop	FDJ8619	A22205C
RB1OG-1S	24 Fr cutting loop 135°		
RB1OJ-1	24 Fr cutting loop 0°	FDJ8620	
RB1ON-1	24 Fr 3mm ball	FDJ2050	A22251C
RB1ON5-1	24 Fr 5mm ball	FDJ8623	A22258C

Olympus compatible monopolar electrodes - Collins knife



RB Code	Description	NHSSC NPC	Olympus code
RB1OL-1	24 Fr Collins knife	FDJ8621	A22253C

Olympus compatible monopolar electrodes - Needle



RB1OLL-1	24 Fr needle - 45°	FDJ8622	A22255C
----------	--------------------	---------	---------

Olympus compatible bipolar electrodes - Cutting loop



RB1OSD-1	24 Fr cutting loop 90°	FDJ2051	WA22302D
RB1OSD-1A	24 Fr cutting loop 90°		
RB1OSD-2	24 Fr cutting loop 90°		WA22503D
RB1OSG-1	24 Fr cutting loop 30°	FDJ2257	WA22332D

Olympus compatible bipolar electrodes - Ball



RB1OSN-1	24 Fr ball 3mm		WA22351C
----------	----------------	--	----------

Olympus compatible bipolar electrodes - Collins knife



RB1OSL-1	24 Fr Collinsknife 90°		WA22540S
----------	---------------------------	--	----------

Olympus compatible bipolar electrodes - Mushroom



RB1OM-1	24 Fr 3mm mushroom	FDJ1877	WA22557C
---------	--------------------	---------	----------

Olympus compatible bipolar electrodes - Enucleation

RB1OE-1	24 Fr enucleation		WA22558C
---------	-------------------	--	----------

Wolf compatible monopolair electrodes - Cutting loop



RB Code	Description	NHSSC NPC	Wolf code
RB1WG	24Fr cutting loop	FDJ2053	8424.141
RB1WJ	cutting loop 0°	FDJ8630	8423.04

Wolf compatible bipolar electrodes - Ball



RB1WN	24 Fr 3mm ball	FDJ8632	
RB1WN5	24 Fr 5mm ball	FDJ8633	

Wolf compatible bipolar electrodes - Cutting loop

RB1WL	24 Fr Collins knife	FDJ8631	8423.19
-------	---------------------	---------	---------

Wolf compatible bipolar electrodes - Roller

RB1WSG-1	22 Fr loop 90° saline 0.9% NaCl	FDJ8634	4622.131
RB1WSR-1	22 Fr roller saline 0.9% NaCl	FDJ8635	4623.022