



Pure medical  
scope exchange  
[www.scope-exchange.com](http://www.scope-exchange.com)

endo *Look*<sup>®</sup>



**01 | ARTHROSCOPY**

02 | GYNECOLOGY

03 | LAPAROSCOPY

04 | ENT

05 | THORACOSCOPY

06 | UROLOGY

07 | BRONCHOSCOPY

08 | PAEDIATRY

09 | SCOPE WITH  
ANGLED EYEPIECE


10 | ACCESSORIES

ARTHROSCOPY

PRODUCT INFORMATION | ARTHROSCOPY  
 Produktinformation | Arthroskopie

*Maßgeschneidert für Gelenkspiegelungen bzw. Arthroscopien und damit für die minimal-invasive Arthrotomie unter Einsatz eines Endoskops.*

Tailor-made for joint endoscopy or arthroscopy and thus for the minimally invasive arthrotomy by using an endoscope.



Scale: 1:2  
 Maßstab: 1:2

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EA-0190.00.065	1,9 mm	0°	65 mm
EA-0190.00.080	1,9 mm	0°	80 mm
EA-0190.00.090	1,9 mm	0°	90 mm
EA-0190.00.098	1,9 mm	0°	98 mm
EA-0190.00.104	1,9 mm	0°	104 mm
EA-0190.00.110	1,9 mm	0°	110 mm
EA-0190.30.060	1,9 mm	30°	60 mm
EA-0190.30.080	1,9 mm	30°	80 mm
EA-0190.30.098	1,9 mm	30°	98 mm
EA-0190.30.103	1,9 mm	30°	103 mm
EA-0190.30.105	1,9 mm	30°	105 mm
EA-0190.30.110	1,9 mm	30°	110 mm
EA-0190.30.175	1,9 mm	30°	175 mm
EA-0200.00.098	2,0 mm	0°	98 mm
EA-0200.00.110	2,0 mm	0°	110 mm
EA-0200.30.098	2,0 mm	30°	98 mm
EA-0200.30.110	2,0 mm	30°	110 mm
EA-0240.30.096	2,4 mm	30°	96 mm
EA-0240.30.110	2,4 mm	30°	110 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
30°	

**Note:**  
 Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

*Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.*


Distribution:  
 Vertrieb:

Pure medical  
 scope exchange  
 www.scope-exchange.com

Brouwer I  
 5521 DK Eersel

*Maßgeschneidert für Gelenkspiegelungen bzw. Arthroskopien und damit für die minimal-invasive Arthrotomie unter Einsatz eines Endoskops.*


Tailor-made for joint endoscopy or arthroscopy and thus for the minimally invasive arthrotomy by using an endoscope.



Scale: 1:2  
Maßstab: 1:2

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EA-0270.00.105</b>	2,7 mm	0°	105 mm
<b>EA-0270.00.110</b>	2,7 mm	0°	110 mm
<b>EA-0270.00.140</b>	2,7 mm	0°	140 mm
<b>EA-0270.00.175</b>	2,7 mm	0°	175 mm
<b>EA-0270.30.105</b>	2,7 mm	30°	105 mm
<b>EA-0270.30.110</b>	2,7 mm	30°	110 mm
<b>EA-0270.30.140</b>	2,7 mm	30°	140 mm
<b>EA-0270.30.175</b>	2,7 mm	30°	175 mm
<b>EA-0270.45.105</b>	2,7 mm	45°	105 mm
<b>EA-0270.45.110</b>	2,7 mm	45°	110 mm
<b>EA-0270.45.140</b>	2,7 mm	45°	140 mm
<b>EA-0270.45.175</b>	2,7 mm	45°	175 mm
<b>EA-0270.70.105</b>	2,7 mm	70°	105 mm
<b>EA-0270.70.110</b>	2,7 mm	70°	110 mm
<b>EA-0270.70.140</b>	2,7 mm	70°	140 mm
<b>EA-0270.70.175</b>	2,7 mm	70°	175 mm
<b>EA-0280.70.170</b>	2,8 mm	70°	170 mm
<b>EA-0290.00.175</b>	2,9 mm	0°	175 mm
<b>EA-0290.30.175</b>	2,9 mm	30°	175 mm

Available Directions of View  
Verfügbare Blickrichtungen



Note:  
Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

*Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.*

Distribution:  
Vertrieb:

Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



*Maßgeschneidert für Gelenkspiegelungen bzw. Arthroscopien und damit für die minimal-invasive Arthrotomie unter Einsatz eines Endoskops.*

Tailor-made for joint endoscopy or arthroscopy and thus for the minimally invasive arthrotomy by using an endoscope.



Scale: 1:2  
Maßstab: 1:2

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EA-0400.00.175</b>	4,0 mm	0°	175 mm
<b>EA-0400.25.175</b>	4,0 mm	25°	175 mm
<b>EA-0400.30.142</b>	4,0 mm	30°	142 mm
<b>EA-0400.30.158</b>	4,0 mm	30°	158 mm
<b>EA-0400.30.170</b>	4,0 mm	30°	170 mm
<b>EA-0400.30.175</b>	4,0 mm	30°	175 mm
<b>EA-0400.45.175</b>	4,0 mm	45°	175 mm
<b>EA-0400.70.175</b>	4,0 mm	70°	175 mm

Available Directions of View  
Verfügbare Blickrichtungen

0°

25°

30°

45°

70°

Note:  
Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

*Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.*

Distribution:  
Vertrieb:

Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY**
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

# GYNECOLOGY

In der Gynäkologie wird im Rahmen einer Hysteroskopie eine transvaginale Spiegelung der Gebärmutterinnenseite vorgenommen.

In gynecology, a transvaginal endoscopy of the inside of the uterus is done during a hysteroscopy.



Scale: 1:3  
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EH-0270.00.302</b>	2,7 mm	0°	302 mm
<b>EH-0270.12.302</b>	2,7 mm	12° / 15°	302 mm
<b>EH-0270.30.302</b>	2,7 mm	30°	302 mm
<b>EH-0270.45.302</b>	2,7 mm	45°	302 mm
<b>EH-0270.70.302</b>	2,7 mm	70°	302 mm
<b>EH-0290.00.303</b>	2,9 mm	0°	303 mm
<b>EH-0290.30.302</b>	2,9 mm	30°	302 mm
<b>EH-0290.30.303</b>	2,9 mm	30°	303 mm
<b>EH-0400.00.302</b>	4,0 mm	0°	302 mm
<b>EH-0400.12.302</b>	4,0 mm	12° / 15°	302 mm
<b>EH-0400.25.302</b>	4,0 mm	25°	302 mm
<b>EH-0400.30.302</b>	4,0 mm	30°	302 mm
<b>EH-0400.70.302</b>	4,0 mm	70°	302 mm

Available Directions of View  
Verfügbare Blickrichtungen

0°

15°

30°

45°

70°

Note:  
Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.

Distribution:  
Vertrieb:



Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



Pure medical  
scope exchange  
[www.scope-exchange.com](http://www.scope-exchange.com)

endo *Look*<sup>®</sup>



- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY**
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH  
ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

LAPAROSCOPY

Die Laparoskopie bzw. Bauchspiegelung wird der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) zugerechnet. Hierbei nimmt der Arzt mittels eines optischen Instruments Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle vor.

The laparoscopy or abdominoscopy belongs in the category of minimally invasive surgery (MIS). Here, the doctor performs operations within the abdominal cavity by means of an optical instrument.



Scale: 1:3  
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EL-0500.00.292</b>	5,0mm	0°	292,5 mm
<b>EL-0500.00.310</b>	5,0mm	0°	310,0 mm
<b>EL-0500.30.292</b>	5,0mm	30°	292,5 mm
<b>EL-0500.30.302</b>	5,0mm	30°	302,0 mm
<b>EL-0500.30.310</b>	5,0mm	30°	310,0 mm
<b>EL-0500.30.430</b>	5,0mm	30°	430,0 mm
<b>EL-0500.30.450</b>	5,0mm	30°	450,0 mm
<b>EL-0500.45.292</b>	5,0mm	45°	292,5 mm
<b>EL-0500.45.310</b>	5,0mm	45°	310,0 mm
<b>EL-0500.70.310</b>	5,0mm	70°	310,0 mm
<b>EL-0520.00.292</b>	5,2mm	0°	292,5 mm
<b>EL-0520.30.292</b>	5,2mm	30°	292,5 mm
<b>EL-0520.45.292</b>	5,2mm	45°	292,5 mm
<b>EL-0520.70.292</b>	5,2mm	70°	292,5 mm
<b>EL-0540.00.292</b>	5,4mm	0°	292,5 mm
<b>EL-0540.30.292</b>	5,4mm	30°	292,5 mm
<b>EL-0540.45.292</b>	5,4mm	45°	292,5 mm
<b>EL-0540.70.292</b>	5,4mm	70°	292,5 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
30°	
45°	
70°	

Distribution:  
Vertrieb:

Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



**PRODUCT INFORMATION** | **LAPAROSCOPY**  
 Produktinformation | Laparoskopie

Die Laparoskopie bzw. Bauchspiegelung wird der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) zugerechnet. Hierbei nimmt der Arzt mittels eines optischen Instruments Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle vor.

The laparoscopy or abdominoscopy belongs in the category of minimally invasive surgery (MIS). Here, the doctor performs operations within the abdominal cavity by means of an optical instrument.




Article number Artikelnummer	∅ Diameter ∅ Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EL-0540.30.299</b>	5,4 mm	30°	299,0 mm
<b>EL-0550.00.310</b>	5,5mm	0°	310,0 mm
<b>EL-0550.00.495</b>	5,5mm	0°	495,0 mm
<b>EL-0550.30.310</b>	5,5mm	30°	310,0 mm
<b>EL-0550.45.310</b>	5,5mm	45°	310,0 mm
<b>EL-0550.70.310</b>	5,5mm	70°	310,0 mm
<b>EL-0600.12.310</b>	6,0 mm	12°	310,0 mm
<b>EL-0650.00.310</b>	6,5mm	0°	310,0 mm
<b>EL-0560.30.310</b>	6,5mm	30°	310,0 mm
<b>EL-1000.00.310</b>	10,0 mm	0°	310,0 mm
<b>EL-1000.00.324</b>	10,0 mm	0°	324,0 mm
<b>EL-1000.00.450</b>	10,0 mm	0°	450,0 mm
<b>EL-1000.00.540</b>	10,0 mm	0°	540,0 mm
<b>EL-1000.30.225</b>	10,0 mm	30°	225,0 mm
<b>EL-1000.30.310</b>	10,0 mm	30°	310,0 mm
<b>EL-1000.30.324</b>	10,0 mm	30°	324,0 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
12°	
30°	
45°	

Distribution:  
Vertrieb:

Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



Die Laparoskopie bzw. Bauchspiegelung wird der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) zugerechnet. Hierbei nimmt der Arzt mittels eines optischen Instruments Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle vor.

The laparoscopy or abdominoscopy belongs in the category of minimally invasive surgery (MIS). Here, the doctor performs operations within the abdominal cavity by means of an optical instrument.



Scale: 1:3  
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	∅ Diameter ∅ Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EL-1000.30.350</b>	10,0 mm	30°	350,0 mm
<b>EL-1000.30.380</b>	10,0 mm	30°	380,0 mm
<b>EL-1000.30.450</b>	10,0 mm	30°	450,0 mm
<b>EL-1000.30.540</b>	10,0 mm	30°	540,0 mm
<b>EL-1000.45.310</b>	10,0 mm	45°	310,0 mm
<b>EL-1000.45.324</b>	10,0 mm	45°	324,0 mm
<b>EL-1000.45.450</b>	10,0 mm	45°	450,0 mm
<b>EL-1000.45.540</b>	10,0 mm	45°	540,0 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
30°	
45°	
70°	

Distribution:  
Vertrieb:

Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT**
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH  
ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

# LARYNGOSCOPY

Unter Laryngoskopie versteht man die direkte oder indirekte Betrachtung des Kehlkopfes.

Laryngoscopy is the direct or indirect observation of the larynx.



Scale: 1:3  
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	∅ Diameter ∅ Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>LR-0600.70.190</b>	6,0 mm	70°	190 mm
<b>LR-0800.70.190</b>	8,0 mm	70°	190 mm
<b>LR-1000.70.190</b>	10,0 mm	70°	190 mm

Available Directions of View  
Verfügbare Blickrichtungen

70°

Distribution:  
Vertrieb:



Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



Pure medical  
scope exchange  
[www.scope-exchange.com](http://www.scope-exchange.com)

endo *Look*<sup>®</sup>




- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT**
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH  
ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

OTOSCOPY

Die Otoskopie wird in der Regel von HNO-Medizinern durchgeführt und bezeichnet die Betrachtung des äußeren Gehörganges sowie des Trommelfells.

The otoscopy is performed usually by ENT physicians and describes the observation of the external auditory canal as well as the tympanic membrane.



Scale: 1:2  
Maßstab: 1:2

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EO-0270.00.041</b>	2,7 mm	0°	41 mm
<b>EO-0270.30.041</b>	2,7 mm	30°	41 mm
<b>EO-0270.45.041</b>	2,7 mm	45°	41 mm
<b>EO-0270.70.041</b>	2,7 mm	70°	41 mm
<b>EO-0400.00.041</b>	4,0 mm	0°	41 mm
<b>EO-0400.30.041</b>	4,0 mm	30°	41 mm
<b>EO-0400.45.041</b>	4,0 mm	45°	41 mm
<b>EO-0400.70.041</b>	4,0 mm	70°	41 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
30°	
45°	
70°	

**Note:**  
*Hinweis:*

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

*Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.*

**Distribution:**  
**Vertrieb:**

**Pure medical**  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



Pure medical  
scope exchange  
[www.scope-exchange.com](http://www.scope-exchange.com)

endo *Look*<sup>®</sup>



- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY**
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

THORACOSCOPY

PRODUCT INFORMATION | THORACOSCOPY  
 Produktinformation | Thorakoskopie

Lösungen für das medizinische Untersuchungs- und  
 Therapieverfahren der Thorakoskopie

Solutions for the medical examination and  
 treatment procedures of thoracoscopy



Scale: 1:2  
 Maßstab: 1:2

Article number Artikelnummer	∅ Diameter ∅ Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EB-0290.00.360</b>	2,9 mm	0°	360 mm
<b>EB-0290.30.360</b>	2,9 mm	30°	360 mm
<b>EB-0650.30.360</b>	6,5 mm	30°	360 mm
<b>ET-1000.00.175</b>	10,0 mm	0°	175 mm
<b>ET-1000.00.225</b>	10,0 mm	0°	225 mm
<b>ET-1000.30.175</b>	10,0 mm	30°	175 mm
<b>ET-1000.30.225</b>	10,0 mm	30°	225 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
30°	

Distribution:  
 Vertrieb:

Pure medical  
 scope exchange  
[www.scope-exchange.com](http://www.scope-exchange.com)

Brouwer I  
 5521 DK Eersel





Pure medical  
scope exchange  
[www.scope-exchange.com](http://www.scope-exchange.com)

endo *Look*<sup>®</sup>




- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY**
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH  
ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

CYSTOSCOPY

Diese Endoskope kommen in der Urologie zum Einsatz. Bei der Urethrozystoskopie erfolgt mit Hilfe des Zystoskops eine Spiegelung der Blase und bei Männern auch der Harnröhre.

These endoscopes are used in urology. In urethrocytostomy, an endoscopy of the bladder and also of the urethra in males is carried out using the cystoscope.



Scale: 1:3  
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EC-0200.30.260</b>	2,0 mm	30°	260 mm
<b>EC-0270.00.302</b>	2,7 mm	0°	302 mm
<b>EC-0270.12.302</b>	2,7 mm	12° / 15°	302 mm
<b>EC-0270.30.302</b>	2,7 mm	30°	302 mm
<b>EC-0270.45.302</b>	2,7 mm	45°	302 mm
<b>EC-0270.70.302</b>	2,7 mm	70°	302 mm
<b>EC-0400.00.302</b>	4,0 mm	0°	302 mm
<b>EC-0400.12.302</b>	4,0 mm	12° / 15°	302 mm
<b>EC-0400.25.302</b>	4,0 mm	25°	302 mm
<b>EC-0400.30.302</b>	4,0 mm	30°	302 mm
<b>EC-0400.45.302</b>	4,0 mm	45°	302 mm
<b>EC-0400.70.302</b>	4,0 mm	70°	302 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen	
0°	
15°	
30°	
45°	
70°	

**Note:**  
*Hinweis:*

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

*Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.*

**Distribution:**  
**Vertrieb:**

Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel



Pure medical  
scope exchange  
[www.scope-exchange.com](http://www.scope-exchange.com)

endo *Look*<sup>®</sup>



- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY**
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

BRONCHOSCOPY

Lösungen für das medizinische Untersuchungs- und Therapieverfahren der Bronchoskopie, bei der eine Spiegelung der Bronchien durchgeführt wird.

Solutions for the medical examination and treatment procedures of bronchoscopy, in which an endoscopy of the bronchi is performed.



Scale: 1:3  
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EB-0290.00.360</b>	2,9 mm	0°	360 mm
<b>EB-0290.00.365</b>	2,9 mm	0°	365 mm
<b>EB-0290.30.360</b>	2,9 mm	30°	360 mm
<b>EB-0290.30.365</b>	2,9 mm	30°	365 mm
<b>EB-0300.00.360</b>	3,0 mm	0°	360 mm
<b>EB-0300.30.360</b>	3,0 mm	30°	360 mm
<b>EB-0500.00.500</b>	5,0 mm	0°	500 mm
<b>EB-0500.00.550</b>	5,0 mm	0°	550 mm
<b>EB-0500.30.500</b>	5,0 mm	30°	500 mm
<b>EB-0500.30.550</b>	5,0 mm	30°	550 mm
<b>EB-0550.00.500</b>	5,5 mm	0°	500 mm
<b>EB-0550.00.550</b>	5,5 mm	0°	550 mm
<b>EB-0550.30.500</b>	5,5 mm	30°	500 mm
<b>EB-0550.30.550</b>	5,5 mm	30°	550 mm
<b>EB-0550.70.500</b>	5,5 mm	70°	550 mm

Available Directions of View  
Verfügbare Blickrichtungen

0°

30°

70°

Note:  
Hinweis:

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.

Distribution:  
Vertrieb:



Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel




- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | CYSTOSCOPY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY**
- 09 | SCOPE WITH ANGLLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

# PAEDIATRY

Die Pädiatrie – die Kinder- und Jugendmedizin – erstreckt sich über alle Teilgebiete der klinischen Medizin. Die vorrangig präventiven Eingriffe erfolgen dabei mit äußerst filigranen Endoskopen mit besonders kleinem Durchmesser und kürzeren Nutzlängen.

Pediatric surgery – the surgery of children and young adults – spreads over almost all branches of the clinical medicine. This primary preventive surgery is done by using delicate endoscopes with small diameters and short working lengths.



Scale: 1:3  
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EP-0270.00.188</b>	2,7 mm	0°	186,5 mm
<b>EP-0270.30.188</b>	2,7 mm	30°	186,5 mm
<b>EP-0270.45.188</b>	2,7 mm	45°	186,5 mm
<b>EP-0270.70.188</b>	2,7 mm	70°	186,5 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen
0°
30°
45°
70°

**Note:**  
*Hinweis:*

Almost all our endoscopes are available compatible to all popular manufacturers.

*Nahezu alle unsere Endoskope können kompatibel zu allen gängigen Herstellern geliefert werden.*

**Distribution:**  
**Vertrieb:**

Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel




- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH  
ANGLED EYEPIECE**
- 10 | ACCESSORIES

SCOPE WITH ANGLED EYEPIECE

Diese speziellen Endoskope mit Schrägeinblick werden in den unterschiedlichsten medizinischen Disziplinen verwendet.

These special endoscopes with an angled eyepiece are used in several medical disciplines.



Scale: 1:3  
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	∅ Diameter ∅ Durchmesser	∅ Working Channel ∅ Arbeitskanal	∅ Suctional Channel ∅ Ansaugkanal	∅ Irrigation Channel ∅ Spülkanal	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
<b>EL-0550.30.200</b>	5,5 mm	1,8 mm	1,0 mm	1,0 mm	30°	200 mm
<b>EN-0650.30.176</b>	6,5 mm	3,7 mm	1,0 mm	1,0 mm	30°	176 mm
<b>EN-0660.30.176</b>	6,6 mm	3,7 mm	1,0 mm	1,0 mm	30°	176 mm
<b>EN-0700.30.176</b>	7,0 mm	4,1 mm	1,0 mm	1,0 mm	30°	176 mm

Available Directions of View  
Verfügbare Blickrichtungen

30°

Distribution:  
Vertrieb:



Pure medical  
scope exchange  
www.scope-exchange.com

Brouwer I  
5521 DK Eersel